



redox.lifebox

redox.lifebox

MANV-SYSTEME

Aufbauend auf unseren Druckminderern, Schlauchleitungen, Kompaktflowmetern und Einzelkomponenten entwickeln und fertigen wir für Sie Ihr individuelles MANV-System zur Versorgung von mehreren Patienten mit Sauerstoff. Egal ob Sie aus einer Zarges-Box heraus arbeiten wollen oder ein MANV-System zur Integration in Ihr Sanitätszelt suchen – wir finden die richtige Lösung für Ihren Einsatz. Mit weit mehr als 1.000 verkauften MANV-Systemen sind wir einer der erfahrensten Hersteller in diesem Bereich.

REDOX LIFEBOX 2020

SAUERSTOFFVERSORGUNGSEINHEIT FÜR DEN MASSENFALL VON VERLETZTEN

Das transportable MANV-System redox lifebox 2020 wird vorwiegend an Unfallorten mit einem Massenanfall von Verletzten eingesetzt und dient der Versorgung von bis zu fünf Patienten gleichzeitig mit medizinischem Sauerstoff über Inhalationsmodule und/oder Beatmungsgeräte verschiedener Hersteller. Im System vorhandene Sauerstoffflaschen dienen als Versorgungsquelle. Das redox lifebox 2020 Sauerstoffversorgungssystem besteht aus einer Zarges-Box als Transportbehälter, Aufnahmen für zwei 5-Liter-O₂-Flaschen, zwei Druckminderern sowie Schlauchleitungen zur Verbindung der Druckminderer mit der montierten Verteilerleiste, welche über 5 Entnahmemöglichkeiten (4 Kompaktflowmeter, eine Kupplungsdose) sowie einem zusätzlichen NIST-Eingang für externe Versorgungsquellen verfügt. (Sauerstoffflaschen 2x 5 Liter inklusive)



WWW.HESTOMED.DE



HERSTELLER

hestomed GmbH
Am Eichenwald 13 | D-09356 St. Egidien

Fon +49 37204 638-0 info@hestomed.de
Fax +49 37204 638-21 www.hestomed.de

VERTRIEBSGESELLSCHAFT

hestomed+helbig GmbH & Co.KG
Hildegard-Helbig-Straße 5 | D-74259 Widdern

Fon +49 6298 3753-100 info@hestomed-helbig.de
Fax +49 6298 3753-144 www.hestomed-helbig.de