



redslide. **redfix.rail**



AUS LEIDENSCHAFT FÜR INNOVATIONEN

Jahrelange Erfahrung im Vertrieb und in der Herstellung von Medizinprodukte sind eine solide Basis für den Erfolg. Unsere versierten Fachleute kennen sich in der Branche bestens aus und verfügen über das Wissen, um stets Topleistungen zu erbringen. Ein wichtiger Leistungsbaustein von hes-tomed ist dabei die kompetente Beratung, denn gerade im medizinischen Bereich spielt diese eine wichtige Rolle.

INHALT

redslide.	4
redfix.rail	8

DAS SCHIENENSYSTEM VON HESTOMED

PERFEKTE ERGONOMIE FÜR JEDEN MITARBEITER

Die redslide-Geräteschlitten lassen sich leichtgängig und stufenlos in der Höhe verstellen. Alle Geräte sind damit immer in der richtigen Arbeitshöhe. Sogar mit montierten Geräten wie Defibrillator oder Beatmungsgerät lässt sich redslide sicher und einfach von einer Person bedienen.

BESTE HYGIENE

Im Vergleich zu anderen Produkten überzeugt redslide durch seine geschlossene Bauform. Alle Oberflächen lassen sich dadurch sehr einfach und ohne Verletzungsgefahr reinigen und desinfizieren.

HÄLT WAS AUS

redslide hat erfolgreich den nach DIN EN 1789 geforderten Crash-test absolviert (10 g dynamisch) und ist für eine Nutzlast von 30 kg je Geräteschlitten ausgelegt. Die integrierte Sicherheitsbremse verhindert selbsttätig ein unkontrolliertes Verrutschen auch beim plötzlichen oder versehentlichen Loslassen der Handgriffe.

ERGONOMISCH

HYGIENISCH

HOHE TRAGLAST

FLEXIBEL

SONDERLÄNGEN

STUFENLOS HÖHENVERSTELLBAR

redslide.



REDSLIDE-BASISSCHIENEN KÖNNEN AUF WUNSCH
IN SONDERLÄNGEN GEFERTIGT WERDEN.

REDSLIDE-GERÄTESCHLITTEN KÖNNEN AUF WUNSCH
IN SONDERBREITEN (< 650 MM) GEFERTIGT WERDEN.

BASISSCHIENEN UND GERÄTESCHLITTEN

FLEXIBEL IN DER AUSSTATTUNG

In der Standardausführung nehmen die parallelen Basisschienen Geräteschlitten mit einer Breite von 650 mm auf. Die Länge kann dabei zwischen 1050 und 1550 mm betragen. Schauen Sie sich hierzu unsere untenstehende Artikelübersicht an.
Ein Schienenpaar bietet je nach Länge Platz für bis zu drei Geräteschlitten mit je zwei waagerechten Normschienen, aber auch die platzsparende Montage von mehreren Geräten auf einem Geräteschlitten ist möglich.
Die redslide-Basisschienen sind in der 1550 mm Variante auf Anfrage auch mit vier redslide-Geräteschlitten erhältlich (siehe Seite 6).

OFFEN FÜR VIELES

Die senkrechten Schienen haben das Profil einer Gerätenormschiene (25 x 10 mm), sodass auch daran direkt Geräte befestigt werden können. Die waagerechten Schienen sind ebenfalls als Normprofil ausgeführt und außerdem im Abstand von 200 mm auf dem Geräteschlitten montiert, damit sie kompatibel zu den sogenannten Hessenhalterungen sind. Mit den redfix-Gerätehalterungen lässt sich das redslide-Schienensystem weiter ausbauen.
Selbstverständlich können wir Ihnen auf Wunsch die redslide-Basischienen in Sonderlängen und die redslide-Geräteschlitten in Sonderbreiten (<650 mm) anfertigen.

MODELL	BESCHREIBUNG	BEST.-NR.
redslide-Basisschienen	1 Paar, Länge 1050 mm (standardmäßig für 2 redslide-Geräteschlitten)	RS-2-1050
redslide-Basisschienen	1 Paar, Länge 1300 mm (standardmäßig für 2 redslide-Geräteschlitten)	RS-2-1300
redslide-Basisschienen	1 Paar, Länge 1550 mm (standardmäßig für 3 redslide-Geräteschlitten)	RS-2-1550
redslide-Geräteschlitten	1 Stück mit waagerechter Doppelschiene	RS-S-650

redfix.rail

DAS ORIGINAL
TAUSENDFACH BEWÄHRT



Unser Schienensystem ist das innovative Befestigungssystem für Medizingeräte. Es verspricht mehr Ergonomie, mehr Sicherheit und mehr Hygiene im Rettungsfahrzeug. Selbstverständlich wurden alle Komponenten erfolgreich dynamisch crash-getestet.

MODELL	BESCHREIBUNG	BEST.-NR.
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 200 mm	RS-1-200
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 300 mm	RS-1-300
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 400 mm	RS-1-400
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 500 mm	RS-1-500
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 600 mm	RS-1-600
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 700 mm	RS-1-700
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 800 mm	RS-1-800
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 900 mm	RS-1-900
redfix rail - Normgeräteschiene	1 Stück, Länge 1000 mm	RS-1-1000



DYNAMISCH
CRASH-GETESTET
BIS 20 KG





HÖCHSTE FELXIBILITÄT

Horizontal, vertikal,
Wandmontage, Deckenmontage,
frei konfigurierbare Längen...
ihrer individuellen Schienenlösung
sind kaum Grenzen gesetzt.



SCHNELLE MONTAGE

Verglichen mit herkömmlichen
Halteschienen sind die redfix rail
Normgeräteschienen ungleich
schneller zu montieren.



HOHE LEBENSDAUER

Die vollflächige Auflage, Form und
Befestigungsart minimieren Hebel-
kräfte und verhindert so langfristig
Lockerungen.



BESTE HYGIENE

Die redfix rail Normgeräteschienen
sind durch ihre geschlossene Bau-
form aus einem Guss optimal zu
reinigen und zu desinfizieren. Dies
macht Sie zur besten Wahl – nicht
nur für jeden Hygienebeauftragten.



HÖCHSTE BELASTBARKEIT

Die große Auflagefläche der redfix
rail Normgeräteschiene sorgt für
eine absolut gleichmäßige Lastver-
teilung. Dies ermöglicht enorme
Anhängelasten. (Einschränkung
durch Tragkraft der Wände und
Montagematerial bedingt)



ANSPRECHENDES DESIGN

Modern, schlicht und sanfte Kurven.
Natürlich gilt:
Form follows Function –
aber dennoch sind die redfix rail
Normgeräteschienen auffallend un-
auffällig und werden sich spielend
in Ihr Arbeitsumfeld einfinden.

**SCHNELL UND SICHER
ODER EINFACH FIX**

GEEIGNET FÜR DEN EINBAU
IM RETTUNGSFAHRZEUG,
DA ERFOLGREICH NACH
DIN EN 1789 CRASH-GETESTET!

redfix.rail

WWW.HESTOMED.DE



HERSTELLER

hestomed GmbH
Am Eichenwald 13 | D-09356 St. Egidien



Fon +49 37204 638-0 info@hestomed.de
Fax +49 37204 638-21 www.hestomed.de

VERTRIEBSGESELLSCHAFT

hestomed+helbig GmbH & Co.KG
Hildegard-Helbig-Straße 5 | D-74259 Widdern

Fon +49 6298 3753-100 info@hestomed-helbig.de
Fax +49 6298 3753-144 www.hestomed-helbig.de