



redox.remote

SICHER UND KOMFORTABEL

DIE BESSERE ART
DER SAUERSTOFFTHERAPIE

REDOX.REMOTE

MEHR SICHERHEIT IM RETTUNGSDIENST

Das **redox.remote** setzt neue Maßstäbe in Sachen Arbeitsschutz und Sicherheit, sicherer Medizintechnik sowie Benutzerfreundlichkeit. Entwickelt, um den Anforderungen des modernen Rettungsdienstes gerecht zu werden, bieten es zahlreiche Vorteile.

Das **redox.remote** ermöglicht dem Rettungsdienstmitarbeiter oder der Rettungsdienstmitarbeiterin, während der Fahrt angeschnallt vom Betreuersitz den Volumenstrom des Kompaktflowmeters zu verändern. Die Entnahmetülle ist versenkt in der Deckeneinheit verbaut, wodurch keine Verletzungsgefahr durch vor-

stehende Teile besteht. Zudem wird sie direkt über der Trage verbaut, so dass Sauerstoff-Verbindungsschläuche nicht zu Stolperfallen werden können.

Alle wichtigen Sicherheitsinformationen sind gut sichtbar auf der Blende der Bedieneinheit angebracht und die Oberflächen sind leicht zu desinfizieren.

Das **redox.remote** ist CE-konform, Teil des **redox.tube Systems** und nach DIN EN 1789 Crash getestet (10 g dynamisch). Desweiteren zeichnet es sich durch eine kompakte und robuste Bauweise aus, die speziell für den Einsatz im Rettungsdienst entwickelt wurde.

DECKENEINHEIT



Über dem Patienten /
der Patientin im
Deckencenter verbaut

BEDIENEINHEIT

Gut sichtbarer Ablesepfel



Schwellpfeil

Stellrad
„Auf/Zu – Links/Rechts“

Verbaut in der
Seitenwand beim
Betreuerstuhl

Die Bedienung des **redox.remote** ist selbsterklärend. Ein weithin gut sichtbarer Ablesepfel erleichtert die Bedienung. Ein Schwellpfeil zeigt die Drehrichtung an, die Bedienung erfolgt nach dem bekannten Prinzip „Auf/Zu – Links/Rechts“, ähnlich wie bei einem Wasserhahn. Das macht die Handhabung des **redox.remote** intuitiv.

Da das **redox.remote** ein Teil des hestomed **redox.tube Systems** ist, kann eine Nachrüstung bei Bestandsfahrzeugen erfolgen, was die Sicherheit und Effizienz erhöht.

„redox“ ist unsere Produktlinie für die Regelung von Druck und Durchfluss medizinischer Gase in der Notfallmedizin. Seit über 15 Jahren entwickeln und fertigen wir O₂-Versorgungssysteme und Umschalt-systeme für Rettungsfahrzeuge, Druckminderer, Kompaktflowmeter und Schlauchleitungen exklusiv und speziell angepasst an die Anforderungen im Rettungsdienst. Mit dem neuen **redox.remote** bieten wir eine innovative Lösung, die Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Effizienz in der Notfallmedizin vereint.



FOLLOW US



hestomed
MEDIZIN. TECHNIK. PLUS.



hestomed GmbH
Am Eichenwald 13
D-09356 St. Egidien

Fon +49 37204 638-0
Fax +49 37204 638-21
info@hestomed.de



www.hestomed.de